

Поликлональные Антитела Кролика Против Slc16A4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O15374

Артикул: CM0030399

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого SLC16A4 (MCT4/MCT5), подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным белком. Поддерживают исследования моносорбосилатных транспортеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC16A4 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	MCT4; MCT5; SLC16A4
Вид	Человек
GeneID (человек)	9122
GeneID	9122
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O15374
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодильный пакет