

Поликлональное Антитело Anti-Slc16A7 (Mct2) Для Wb, If/Icc, Elisa - O60669

Артикул: CM0015439



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SLC16A7/MCT2, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Детектирует переносчик монокарбоновых кислот 2 в образцах человека и крысы. Идеально для исследований метаболизма и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	SLC16A7 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	MCT2; SLC16A7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9194
GeneID	9194
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O60669
Вес белка	52 кДа
Доставка	Ледяной пакет