


Кроличья Поликлональная Антитела Против Slc17A5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nra2

Артикул: CM0017063



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SLC17A5 (Сиалина), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеальны для исследований лизисомного транспорта и метаболизма сиаловой кислоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против SLC17A5
Примечания/Альтернативные названия	SD; AST; NSD; SLD; ISSD; VEAT; SIASD; SIALIN; SLC17A5
Вид	Человек
GeneID	26503
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого SLC17A5 (NP_036566.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRA2
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом