

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Slc17A6 Для Wb, If-P, Elisa - Q9P2U8

Артикул: CM0016475

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против SLC17A6/VGLUT2, подходит для Вестерн-блота, иммунопреципитации с флуоресценцией и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с человеческим, мышинным и крысиным белком. Предназначено для исследования транспорта синаптических везикул и нейромедиаторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC17A6 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	DNPI; VGLUT2; SLC17A6
Вид	Человек
ID гена (человек)	57084
ID гена	57084
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в участке аминокислот 500–582 человеческого SLC17A6 (NP_065079.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P2U8
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом