

Поликлональное Антитело Против Slc17A7 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Иммунофлуоресценции На Срезах, Ифа - Q9P2U7

Артикул: CM0014620

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против SLC17A7, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунофлуоресценции на срезах и ИФА на образцах человека и мыши. Нацелено на везикулярный транспортер глутамата 1 (VGLUT1) для исследований в нейронауках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против SLC17A7
Примечания/Альтернативные названия	BNPI, VGLUT1, SLC17A7
Вид	Человек
ID гена	57030
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, иммунофлуоресценция на срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9P2U7
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	Холодовая упаковка