


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Slc18A3 Для If-P, IHC-P, Elisa - Q16572

Артикул: CM0020130



введение

Кролижье поликлональное антитело против SLC18A3 (VACHT), валидированное для IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований холинергической нейротрансмиссии и синаптических везикул.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC18A3 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	CMS21; VACHT; SLC18A3
Вид	Человек
ID гена (человек)	6572
ID гена	6572
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 473-532 человеческого SLC18A3 (NP_003046.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q16572
Молекулярная масса белка	57кДа
Доставка	Холодовая упаковка