


Кроличья Поликлональная Антитело К Slc19A1 (Транспортер Восстановленного Фолата) Для Вб, Ифа — P41440

Артикул: CM0012921



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий SLC19A1 (транспортер восстановленного фолата), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований транспорта фолата, поглощения метотрексата и циклических динуклеотидных иммунных сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC19A1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	RFC; CHMD; FOLT; IFC1; REFC; RFC1; hRFC; IFC-1; MEGAF; RFT-1; hSLC19A1; SLC19A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6573
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 452-591 человеческого SLC19A1 (NP_919231.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P41440
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	Холодильный пакет