


Поликлональные Антитела Против Slc1A4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Ифа - P43007

Артикул: CM0025337



введение

Кроличьи поликлональные антитела против SLC1A4, нацеленные на человеческий нейтральный транспортер аминокислот ASCT1. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФА (ELISA); перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения гомеостаза D-серина и механизмов транспорта аминокислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC1A4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	SATT; ASCT1; SPATCCM; SLC1A4
Вид	Человек
ID гена	6509
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-500 человеческого SLC1A4 (P43007)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43007
Молекулярный вес белка	56 кДа
Доставка	В ледяном пакете