


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Slc1A5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15758

Артикул: CM0015377



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий SLC1A5 (ASCT2), подходящее для вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрёстной реактивностью с крысой. Идеально подходит для изучения транспорта глутамина, метаболизма раковых клеток и функций вирусных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC1A5 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VS1; SLC1A5
Вид	Человек
GeneID	6510 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого SLC1A5 (NP_005619.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	Q15758
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом