


Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Slc1A5 Для Wb, Elisa - Q15758

Артикул: CM0028724



введение

Высокоспецифичные кроличьи поликлональные антитела против человеческого SLC1A5 (ASCT2), валидированные для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеальны для исследований транспорта нейтральных аминокислот и метаболической сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC1A5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VS1; SLC1A5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6510
ID гена	6510
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15758
Молекулярный вес белка	57kDa
Доставка	Сумка со льдом