

Кроличье Поликлональное Антитело Против Slc1A6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P48664

Артикул: CM0028024

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против SLC1A6, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует человеческий и мышиный EAAT4, транспортер глутамата, критически важный в клетках Пуркинье мозжечка. Идеально для нейробиологических исследований и изучения транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против SLC1A6
Примечания/Альтернативные названия	EAAT4; SLC1A6
Вид	Человек
GeneID (человек)	6511
GeneID	6511
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 155-265 человеческого SLC1A6 (NP_001259016.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P48664
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом