

Кроличья Поликлональная Антитело К Slc1A7 Для Вестерн-Блота И Ифа - O00341

Артикул: CM0014749

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SLC1A7 (EAAT5), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиным белком. Идеально подходит для исследований глутаматных транспортеров и сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC1A7 кроличье пАт
Примечания/Альясы	AAAT; EAAT5; SLC1A7
Вид	Человек
ID гена (человек)	6512
ID гена	6512
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 480-560 человеческого SLC1A7 (NP_006662.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O00341
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Холодовая упаковка