

Кроличье Поликлональное Антитело Против Slc1A7 Для Wb, Elisa - O00341

Артикул: CM0024042

введение

Кроличье поликлональное антитело против SLC1A7 (EAAT5), валидированное для применений WB и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши. Подходит для исследований сетчатки и нейронаук, посвященных транспорту глутамата и синаптическому торможению.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против SLC1A7
Примечания/Алиасы	SLC1A7; AAAT; EAAT5; член семейства переносчиков растворенных веществ 1, член 7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6512
ID гена	6512
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 480-560 человеческого SLC1A7 (NP_006662.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O00341
Молекулярная масса белка	17 кДа / 60 кДа
Доставка	В сумке со льдом