

Поликлональные Антитела Против Slc20A1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wum9

Артикул: CM0024883

введение

Валидированные кроличьи поликлональные антитела к SLC20A1 для WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают белок человека, мыши и крысы. Натрий-зависимый фосфатный транспортер 1, актуальный для исследований кальцификации и ретровирусных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC20A1 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	PIT1; GLVR1; PIT-1; Glvr-1; SLC20A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6574
ID гена	6574
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 257-356 человеческого SLC20A1 (NP_005406.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WUM9
Молекулярная масса белка	74кДа
Доставка	Айс-бокс