

Поликлональное Антитело Против Slc20A2 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q08357

Артикул: CM0028165

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на SLC20A2 (PiT-2), валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Подходит для исследований транспорта фосфата, минерализации костей и проникновения ретровирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC20A2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PIT2; RAM1; GLVR2; IBGC1; IBGC2; IBGC3; MLVAR; PIT-2; Ram-1; GLVR-2; SLC20A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6575
GeneID	6575
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 235-485 человеческого SLC20A2 (NP_001244110.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q08357
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом