


Поликлональное Антитело Против Slc22A2 (Oct2) Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - O15244

Артикул: CM0025390



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий органический катионный транспортер SLC22A2/OCT2. Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA; перекрестно реагирует с крысой. Идеально подходит для изучения клиренса лекарств, транспорта нейромедиаторов и путей полиаминов. Предсказанная молекулярная масса 63 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против SLC22A2
Примечания/Альтернативные названия	OCT2; SLC22A2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6582
ID гена	6582
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 44-140 человеческого SLC22A2 (NP_003049.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS-PROT	O15244
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия доставки	Холодовая упаковка (лед)