


Кроличья Моноклональная Антитело Против Slc22A3/Oct3 Для Wb, Ihc-P, Elisa — O75751

Артикул: CM0003694



введение

Рекомбинантная кроличья моноклональная антитела против SLC22A3/OCT3, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживает белок человека и мыши — член семейства носителей растворенных веществ 22 номер 3 (O75751), ключевой транспортер органических катионов, участвующий в захвате нейромедиаторов и лекарственных препаратов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC22A3/OCT3 кроличья моноклональная антитела
Примечания/алиасы	EMT; EMTN; OCT3; SLC22A3/OCT3
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	6581
ID гена	6581
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 301-450 человеческого SLC22A3/OCT3 (O75751)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O75751
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Айс-пак