

Кроличье Поликлональное Антитело Против Slc22A6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q4U2R8

Артикул: CM0019377



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого транспортера органических анионов SLC22A6 (OAT1). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белками человека и крысы. Идеально для исследований почечных транспортеров лекарств и фармакокинетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC22A6 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	OAT1; PAHT; HOAT1; ROAT1; SLC22A6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9356
ID гена	9356
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-135 человеческого SLC22A6 (NP_004781.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q4U2R8
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом