

Кроличье Поликлональное Антитело Против Slc22A7 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y694

Артикул: CM0012998

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SLC22A7 (OAT2/NLT), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с образцами мыши и крысы. Идеально для исследований транспорта лекарств и функций почек/печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против SLC22A7
Примечания/Альтернативные названия	NLT; OAT2; hOAT11; SLC22A7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10864
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-142 человеческого SLC22A7 (NP_696961.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y694
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом