

Поликлональные Антитела Против Slc23A2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Ugh3

Артикул: CM0031031

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческого SLC23A2 (SVCT2), подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий и мышиный белки. Идеально подходят для изучения транспорта аскорбата и натрий-зависимого захвата витамина С.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC23A2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	NBTL1; SVCT2; YSPL2; SLC23A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9962
GeneID	9962
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 551-650 человеческого SLC23A2 (NP_005107.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UGH3
Молекулярный вес белка	70кДа
Доставка	Сумка со льдом