

## Кроличье Поликлональное Антитело Против Slc24A4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Nff2

Артикул: CM0023738

### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на SLC24A4 (NCKX4), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагирует с белком человека, мыши, крысы. Идеально для исследований кальциевого транспорта, обоняния и амелогенеза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | SLC24A4 Кроличье pAb                                                                             |
| Примечания/Альтернативные названия | AI2A5; NCKX4; SHEP6; SLC24A2; SLC24A4                                                            |
| Вид                                | Человек                                                                                          |
| GeneID                             | 123041                                                                                           |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 200-300 белка SLC24A4 человека (NP_705932.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                           |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                          |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)                                                               |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                             |
| SWISS                              | Q8NFF2                                                                                           |
| Молекулярная масса белка           | 69 кДа                                                                                           |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                |