

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Slc24A5 Для If/Icc, Elisa — Q71Rs6

Артикул: CM0014383

введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий SLC24A5 — натрий/калий/кальцийобменник 5 — для IF/ICC и ELISA. Белок участвует в транспорт ионов меланосом и пигментации, антитела полезны для исследования альбинизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC24A5 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	JSX; OCA6; NCKX5; SHEP4; SLC24A5
Вид	Человек
GeneID (человек)	283652
GeneID	283652
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-300 человеческого SLC24A5 (NP_995322.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q71RS6
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Айс-пак