

Поликлональные Антитела Anti-Slc25A1 Для Wb, Elisa - P53007

Артикул: CM0022308

введение

Кроличы поликлоральные антитела, направленные против человеческого SLC25A1 (митохондриальный цитратный транспортер). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), проявляют перекрестную реакцию с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследований в области метаболизма и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC25A1 Кроличы поликлональные антитела (pAb)
Примечания/аллиасы	SLC25A1; CTP; D2L2AD; SEA; SLC20A3; solute carrier family 25 member 1
Вид (антитело)	Человек
GeneID (человек)	6576
GeneID	6576
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 14–124 человеческого SLC25A1 (NP_005975.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53007
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Ледяной пакет