

Поликлональное Антитело Anti-Slc25A1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P53007

Артикул: CM0018257

введение

Поликлональное антитело против человеческого SLC25A1, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Определяет эндогенные уровни SLC25A1 у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований транспорта цитрата в митохондриях и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC25A1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CIC; CTP; SEA; CMS23; D2L2AD; SLC20A3; SLC25A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6576
GeneID	6576
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-311 человеческого SLC25A1 (NP_005975.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P53007
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом