

Поликлональное Антитело Против Slc25A11 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q02978

Артикул: CM0021204

введение

Исследовательское кроличье поликлональное антитело, нацеленное на SLC25A11 (митохондриальный переносчик 2-оксоглутарата/малата). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Идеально для исследований митохондриального метаболизма и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против SLC25A11
Примечания/Альтернативные названия	OGC, PGL6, SLC20A4, SLC25A11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8402
ID гена	8402
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SLC25A11 (NP_003553.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q02978
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом