

Поликлональные Антитела Против Slc25A11 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицк, Ифа - Q02978

Артикул: CM0028836

введение

Кроличьи поликлональные антитела против SLC25A11 (OGC). Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными, крысиными образцами. Обнаруживают митохондриальный белок-переносчик 2-оксоглутарат/малат.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC25A11 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	OGC; PGL6; SLC20A4; SLC25A11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8402
GeneID	8402
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SLC25A11 (NP_003553.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02978
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	С ледяным пакетом