


Поликлональное Антитело Anti-Slc25A12 Для Wb, Elisa — 075746

Артикул: CM0016736



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого SLC25A12, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для изучения митохондриального транспорта аспартата/глутамата и метаболических шаттлов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SLC25A12
Примечания/синонимы	AGC1; DEE39; ARALAR; EIEE39; SLC25A12
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8604
Идентификатор гена	8604
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого SLC25A12 (NP_003696.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	075746
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом