

Поликлональные Антитела Против Slc25A13 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Ujs0

Артикул: CM0016336



введение

Поликлональные антитела против SLC25A13, валидированные для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Подходят для изучения аспартат/глутаматного антипорта в митохондриях и функции цитрина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC25A13 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CTLN2; NICCD; CITRIN; ARALAR2; SLC25A13
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10165
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого SLC25A13 (NP_001153682.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UJS0
Молекулярный вес белка	74 кДа
Доставка	В ледяном пакете