

Кроличья Поликлональная Антитела Против Slc25A14 Для Вестерн-Блота И Ифа — O95258

Артикул: CM0017397

введение

Кроличья поликлональная антитела к SLC25A14 (UCP5/BMCP1), валидированная для Вестерн-блота и ИФА. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходит для исследований митохондриальных переносчиков и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Информация
Название продукта	SLC25A14, кроличья поликлональная антитела
Примечания/альтернативные названия	UCP5; BMCP1; SLC25A14
Вид	Человек
GeneID	9016
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 25–200 человеческого белка SLC25A14 (NP_001269124.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95258
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	С холодоэлементом