

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Slc25A16 Для Wb И Elisa — P16260

Артикул: CM0021763

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на SLC25A16 — митохондриальный транспортер коэнзима А, связанный с болезнью Грейвса. Подходит для WB и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондрий и аутоиммунных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC25A16 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	GDA; GDC; ML7; hML7; HGT.1; D10S105E; SLC25A16
Вид	Человек
GeneID	8034
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого SLC25A16 (NP_689920.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16260
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет