

Поликлональное Антитело К Slc25A17 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O43808

Артикул: CM0014372

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому SLC25A17 (PMP34), валидированное для применений в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Детектирует SLC25A17 у человека и мыши, пероксисомальный транспортер кофакторов. Подходит для исследований в области биологии пероксисом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к SLC25A17 (кролик)
Примечания/Альтернативные названия	PMP34; SLC25A17
Вид	Человек
GeneID	10478
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150-250 человеческого SLC25A17 (NP_006349.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O43808
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом