

Поликлональные Антитела Против Slc25A19 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицц, Ифа - Q9Hc21

Артикул: CM0018113

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SLC25A19, митохондриального переносчика тиаминпирофосфата. Подходят для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦЦ, ИФА с реактивностью на человеческие и мышинные образцы. Полезны для изучения митохондриального транспорта и связанных нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC25A19 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DNC; TPC; MUP1; MCPHA; MTPPT; THMD3; THMD4; SLC25A19
Вид	Человек
GeneID (Человек)	60386
GeneID	60386
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-80 человеческого SLC25A19 (NP_068380.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9HC21
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом