

Поликлональное Антитело Anti-Slc25A20 Для Wb, Elisa - 043772

Артикул: CM0013411

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий SLC25A20, митохондриальный переносчик карнитина/ацилкарнитина (CACT), валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью к белкам мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SLC25A20
Примечания/синонимы	CAC; CACT; SLC25A20
Вид	Человек
GeneID	788
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SLC25A20 (NP_000378.1)]
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	043772
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом