

Кроличыи Поликлональные Антитела К Slc25A20 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мцк (If/Icc), Ифа (Elisa) - O43772

Артикул: CM0028145

введение

Кроличыи поликлональные антитела против SLC25A20 (CAC/CACT), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека и крысы. Нацелены на митохондриальный переносчик карнитина/ацилкарнитина, необходимый для окисления жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC25A20 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CAC; CACT; SLC25A20
Вид	Человек
ID гена (Человек)	788
ID гена	788
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-301 человеческого SLC25A20 (NP_000378.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O43772
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент