

Кроличья Поликлональная Антитела Против Slc25A21 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Bqt8

Артикул: CM0022132

введение

Кроличьи поликлональные антитела к SLC25A21, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Определяют митохондриальный переносчик 2-оксодикарбоксилатов (ODC) человека и крысы, 33 кДа. Идеальны для исследований метаболического транспорта и катаболизма лизина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к SLC25A21 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	ODC; ODC1; MTDPS18; SLC25A21
Вид	Человек
GeneID (Человек)	89874
GeneID	89874
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 148-247 белка SLC25A21 человека (NP_085134.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9BQT8
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом