

## Поликлональное Антитело Anti-Slc25A23 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bv35

Артикул: CM0015715

### введение

Кроличье поликлональное антитело против SLC25A23, митохондриального переносчика ATP-Mg/Pi, регулирующего пулы адениновых нуклеотидов и поглощение кальция. Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы (52 кДа).

[Узнать больше](#)

| Параметр                     | Значение                                                                                                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта            | Кроличье поликлональное антитело к SLC25A23                                                                                           |
| Примечания/синонимы          | APC2; MCSC2; SCAMC3; SCaMC-3; SLC25A23                                                                                                |
| Вид                          | Человек                                                                                                                               |
| Идентификатор гена (человек) | 79085                                                                                                                                 |
| Иммуноген                    | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого SLC25A23 (NP_077008.2). |
| Источник                     | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                    | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                   | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                     |
| Перекрёстная реактивность    | Человек, мышь, крыса                                                                                                                  |
| SWISS                        | Q9BV35                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка     | 52 кДа                                                                                                                                |
| Условия транспортировки      | Пакет со льдом                                                                                                                        |