

Поликлональное Антитело Против Slc25A24 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q6Nuk1

Артикул: CM0016563



введение

Кроличье поликлональное антитело против SLC25A24, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Нацелено на митохондриальный переносчик ATP-Mg/Pi SCaMC-1 (53 кДа). Идеально для исследований митохондриального транспорта нуклеотидов и кальциевого гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC25A24 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	APC1; SCAMC1; SCaMC-1; SLC25A24
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29957
GeneID	29957
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 белка SLC25A24 человека (NP_037518.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6NUK1
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом