

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Slc25A26 Для Wb И Elisa — Q70Hw3

Артикул: CM0020841

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SLC25A26, подходящее для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышью. Нацелено на митохондриальный белок-переносчик S-аденозилметионина для исследований метилирования и транспорта. Молекулярная масса: 29 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC25A26 Rabbit pAb
Примечания/синоним	SAMC; COXPD28; SLC25A26
Вид	Человек
GeneID	115286
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 105-185 человеческого SLC25A26 (NP_775742.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q70HW3
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом