

Поликлональное Антитело Против Slc25A27 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O95847

Артикул: CM0013329

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок SLC25A27 (UCP4). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белками. Полезно для исследований митохондриальной разобщающей функции и метаболического стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к SLC25A27, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	UCP4; SLC25A27
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9481
GeneID	9481
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 201-300 человеческого белка SLC25A27 (NP_004268.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95847
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом