

Поликлональные Антитела Против Slc25A38 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q96Dw6

Артикул: CM0013515

введение

Поликлональные антитела, нацеленные на человеческий SLC25A38 — митохондриальный глициновый транспортер, участвующий в биосинтезе гема. Валидированы для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА с образцами человека и мыши. Идеально подходят для исследований эритропоэза и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC25A38 кроличьи pAb
Примечания/псевдонимы	SIDBA2; SLC25A38
Вид	Человек
ID гена (человек)	54977
ID гена	54977
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-100 человеческого SLC25A38 (NP_060345.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96DW6
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодильный пакет