

Поликлональные Антитела Против Slc25A39 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф На Парафиновых Срезах (If-P), Ифа - Q9Bzj4

Артикул: CM0020108

введение

Кроличьи поликлональные антитела против SLC25A39 для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ на парафиновых срезах (IF-P) и ИФА, реактивные по отношению к человеку, мыши и крысе. Нацелены на митохондриальный транспортер глутатиона, полезны для исследований в области редокс-биологии и эритропоэза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC25A39 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CGI69; CGI-69; SLC25A39
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51629
GeneID	51629
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 170-250 человеческого SLC25A39 (NP_001137252.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BZJ4
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка-холодильник