

Поликлональное Антитело Anti-Slc25A43 Для Wb, Elisa — Q8Wut9

Артикул: CM0018624

введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-SLC25A43 для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Распознает белок человека — член 43 семейства переносчиков растворенных веществ 25, транспортер внутренней митохондриальной мембраны. Идеально подходит для исследований митохондриального транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	slc25a43 кроличье пАт
Примечания/алиасы	SLC25A43; slc25a43
Вид	Человек
ID гена (человек)	203427
ID гена	203427
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого slc25a43 (NP_660348.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WUT9
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодильный пакет