

## Моноклональное Антитело Anti-Slc25A4/Ant1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P12235

Артикул: CM0003159

### введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого SLC25A4/ANT1 (транслоказа ADP/ATP 1), валидированное на КО для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Обнаруживает человека, мышь и крысу. Идеально подходит для исследований митохондриального транспорта и биоэнергетики.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано на КО] SLC25A4/ANT1 Rabbit mAb                                                                                 |
| Примечания/Псевдонимы     | T1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDPS12; MTDPS12A                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                                      |
| GeneID (Человек)          | 291                                                                                                                          |
| GeneID                    | 291                                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 100-200 человеческого SLC25A4/ANT1 (NP_001142.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                       |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                      |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                         |
| SWISS                     | P12235                                                                                                                       |
| Молекулярный вес белка    | 33кДа                                                                                                                        |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                               |