

Поликлональные Антитела Anti-Slc25A4/Ant1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P12235

Артикул: CM0013982

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SLC25A4/ANT1 (АДФ/АТФ-транслоказа 1). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагируют с мышинными и крысиными антигенами. Идеально подходят для изучения транспорта АДФ/АТФ, митохондриального разобщения и связанных с этими процессами заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC25A4/ANT1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Синонимы	T1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDPS12; MTDPS12A; SLC25A4/ANT1
Вид	Человек
ID гена (человек)	291
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12235
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Ледяной пакет