

Поликлональное Кроличье Антитело Против Slc26A2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P50443

Артикул: CM0018261



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого SLC26A2, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения транспорта сульфата и нарушений развития хрящевой ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC26A2 кроличье пАб
Примечания/алиасы	DTD; EDM4; DTDST; MST153; D5S1708; MSTP157; SLC26A2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1836
ID гена	1836
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-111 человеческого SLC26A2 (NP_000103.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50443
Молекулярная масса белка	82 кДа
Доставка	Холодовой пакет