


Поликлональные Антитела Против Slc26A3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P40879

Артикул: CM0028685



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против SLC26A3 (DRA/CLD), обменника хлорид-бикарбонат. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; полезны для исследований рака толстой кишки и ионного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC26A3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CLD, DRA, SLC26A3
Вид	Человек
ID гена	1811
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 505-764 человеческого SLC26A3 (NP_000102.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40879
Молекулярный вес белка	85кДа
Доставка	Сумка со льдом