


Поликлональное Антитело Против Slc26A6 Для Вб И Ифа — Q9Bxs9

Артикул: CM0018726



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому SLC26A6 (пендриноподобному белку 1) для вестерн-блота (ВБ) и ИФА. Валидировано для человеческих образцов, подходит для исследования транспортеров анионного обмена в кислотно-щелочном гомеостазе и ионном транспорте, особенно в почках и поджелудочной железе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC26A6, кроличье пАт
Примечания/псевдоним	SLC26A6
Вид	Человек
ID гена (человек)	65010
ID гена	65010
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 509-758 человеческого SLC26A6 (NP_599025.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BX59
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	Холодовой пакет