


Кроличья Поликлональная Антитело Против Slc26A9 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q7Lbe3

Артикул: CM0019285



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SLC26A9, ионного транспортера и хлорного канала. Валидировано для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на человека и мышь. Идеально подходит для исследований дыхательной системы и эпителиального транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC26A9 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SLC26A9
Вид	Человек
GeneID (человек)	115019
GeneID	115019
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500-660 человеческого SLC26A9 (NP_443166.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q7LBE3
Молекулярный вес белка	87кДа
Доставка	Ледяной пакет