

Кроличья Поликлональная Антитело К Slc27A1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q6Pcb7

Артикул: CM0017050

введение

Кроличья поликлональная антитело к SLC27A1, валидированная для применения в WB, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью с человеком, мышью и крысой. Для исследования белка-транспортера длинноцепочечных жирных кислот 1 в липидном метаболизме.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC27A1 кроличья пАб
Примечания/алиасы	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1; SLC27A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	376497
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 510-646 человеческого SLC27A1 (NP_940982.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6PCB7
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Хладоэлемент