

Поликлональное Антитело Anti-Slc27A2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — O14975

Артикул: CM0014083

введение

Кроличье поликлональное антитело против SLC27A2 (FATP2), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований транспорта и метаболизма жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC27A2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	VLC5; FATP2; VLACS; ACSVL1; FACVL1; hFACVL1; HsT17226; SLC27A2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	11001
Идентификатор гена	11001
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 290–573 FATP2 человека (NP_003636.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O14975
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия транспортировки	Хладагент